



ULVAC-PHI, INC.

오직 **PHI XPS** 만이 드릴수 있는!

- 9 μm 최소 공간분해능과 높은 감도
- 최소 9 μm의 주사/집속형 X-ray Beam
- 낮은 전자와 이온의 조합형 전자동 절연물 측정용 중화장치
- Scanning X-ray Image를 통한 정확한 분석위치 설정



VersaProbe XPS Microprobe



Quanter II XPS Microprobe



Nano TOF TOF-SIMS



700Xi Auger Nanoprobe



TFA 4700 Depth Profile AES



우신크라이오백(주)
Woosin CryoVac Limited

437-820 경기도 의왕시 오전동 172 동영벤처스텔 601호
Tel 031)457-5615~8 Fax 031)457-5629
E-mail : woosin@woosinent.co.kr